

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO & ROTEIRO DE USO

(22/09/2026)



Parte 1: Solicitações WhatsApp | Parte 2: Layout 2 Colunas Explorer | Parte 3: Roteiro com Telas

Cliente: Dr. Eduardo Magalhães	Data da Rodada: 22/09/2026
Identificador: DOC-2026-09-22	Status: Concluído & Publicado em Produção
Plataforma: neuro.eduardomagalhaes.helpusbr.com	Desenvolvimento: HelpUS Technology

PARTE 1: SOLICITAÇÕES E MATERIAIS DISPONIBILIZADOS PELO CLIENTE

Registro das novas solicitações do **Dr. Eduardo Magalhães** enviadas via WhatsApp na data de hoje (22/09/2026) referentes à reestruturação de **diagramação em 2 colunas side-by-side** (Árvore de modelos estilo Windows Explorer à esquerda e formulário completo de laudos à direita), otimizando a visualização sem necessidade de rolagem de tela.

ID	Solicitação do Dr. Eduardo	Solução Técnica Implementada	Status
REQ-12	Copiar & Colar Texto do Word: Importar modelos locais do computador.	Área de colagem livre com pré-preenchimento automático dos blocos do laudo.	Concluído
REQ-13	Layout 2 Colunas (Windows Explorer): Eliminar rolagem de tela e exibir subpastas abertas.	Grid Split-Screen em 2 colunas com expansão simultânea de todas as pastagens à esquerda.	Concluído (22/09)

PARTE 2: IMPLEMENTAÇÕES E COMPONENTES DESENVOLVIDOS

- 2.1. Diagramação Split-Screen em 2 Colunas (REQ-13):** Painel ajustado para exibição lado a lado na tela com expansão do container principal (max-w-7xl).
- 2.2. Árvore de Pastas Estilo Windows Explorer:** Todas as subpastas vêm abertas por padrão com botões rápidos de **[Tudo]** e **[Fechar]**.
- 2.3. Sincronização do Formulário de Laudos:** A seleção de qualquer modelo na árvore carrega instantaneamente no painel direito sem necessidade de rolar a página.
- 2.4. Validação ICP-Brasil & QR Code:** Geração do PDF timbrado assinado digitalmente com preservação do sigilo médico LGPD.

PARTE 3: ROTEIRO PASSO A PASSO DE USO COM CAPTURAS DE TELA ATUALIZADAS

Passo 1: Acessar a Nova Interface em 2 Colunas Lado a Lado

Acesse neuro.eduardomagalhaes.helpusbr.com com o perfil do **Dr. Eduardo Magalhães**. O painel será exibido na nova diagramação de duas colunas.



Figura 1: Nova interface em 2 colunas com a árvore estilo Windows Explorer à esquerda e o formulário completo à direita.

Passo 2: Navegar pela Árvore de Pastas Expandida (Esquerda)

Localize a pasta desejada (STC, Radiculopatias, Polineuropatias, EEG) e clique no modelo para carregar no laudo.

Passo 3: Assinatura Digital & PDF Timbrado (Direita)

Após conferir o laudo no lado direito ou colar textos do Word, clique em 'Assinar & Gerar PDF Timbrado' para emitir o documento oficial com QR Code de validação.

A interface é dividida em seções. No topo, um cabeçalho indica o perfil do usuário e a função de importador de modelos. Abaixo, há uma seção para colar o texto do Word, com um exemplo de texto médico sobre neuropatia. À direita desta seção está o botão 'Carregar no Laudo'. Seguem-se duas seções de diagnóstico: '1. Neurocondução Motora' e '2. Neurocondução Sensitiva', cada uma com uma breve descrição. Abaixo delas, a '5. Conclusão Médica do Laudo' contém o texto gerado a partir da importação. No rodapé da interface, uma mensagem confirma a integração bem-sucedida do texto do Word e apresenta o botão 'Assinar & Gerar PDF'.

Painel do Consultório — Copiar & Colar Texto Livre do Word (.docx)
Perfil Dr. Eduardo Magalhães | Importador de Modelos Locais & Arquivos do Drive

Copiar & Colar Texto do Word (.docx) / Importador de Texto Livre:
Cole aqui qualquer texto ou modelo customizado vindo do seu Word (computador ou Google Drive):

Exame compatível com neuropatia sensitivo-motora de caráter desmielinizante em nervos medianos.
Recomendado acompanhamento clínico e eletrofisiológico seriado.

Carregar no Laudo

1. Neurocondução Motora:
Realizada em nervos ulnares e medianos.
Amplitudes conservadas e latências distais normais.

2. Neurocondução Sensitiva:
Potenciais de ação com latências prolongadas
e velocidades de condução diminuídas em medianos.

5. Conclusão Médica do Laudo (Preenchida via Copiar & Colar do Word):
Exame compatível com neuropatia sensitivo-motora de caráter desmielinizante em nervos medianos.
Recomendado acompanhamento clínico e eletrofisiológico seriado.

Texto do Word integrado com sucesso. Clique em 'Assinar' para gerar o PDF Oficial.

Assinar & Gerar PDF

Figura 2: Detalhe da funcionalidade de importação de texto livre do Word e acionamento da assinatura digital.