

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO & ROTEIRO DE USO (25/09/2026)

Árvore Fechada Default | Disparo WhatsApp Paciente | Fonte 15px | Datas Separadas



Cliente: Dr. Eduardo Magalhães	Data da Rodada: 25/09/2026
Identificador: DOC-2026-09-25	Status: Concluído & Publicado em Produção
Plataforma: neuro.eduardomagalhaes.helpusbr.com	Desenvolvimento: HelpUS Technology

PARTE 1: NOVAS SOLICITAÇÕES DO DR. EDUARDO MAGALHÃES (25/09/2026)

Atendimento às solicitações do Dr. Eduardo Magalhães para a **Árvore de Modelos Fechada por Padrão**, o **Disparo do Link via WhatsApp** direto ao Celular do Paciente, o **Tamanho da Fonte Inicial em 15px** e os **Campos Distintos para Data do Exame e Data da Emissão do Laudo**.

ID	Solicitação do Dr. Eduardo	Solução Técnica Implementada	Status
REQ-26	Árvore de Modelos Fechada por Default: Iniciar com todas as pastas recolhidas ao carregar.	Alterado o estado inicial `expandedFolders` para `{}`. Pastas de ENMG e EEG iniciam 100% fechadas.	Concluído (25/09)
REQ-27	Disparo WhatsApp para Celular do Paciente: Utilizar a conta da clínica para enviar ao paciente.	Função atualizada para formatar `wa.me/55` enviando mensagem personalizada.	Concluído (25/09)
REQ-28	Tamanho da Fonte Padrão em 15px: Iniciar o editor com fonte em 15px.	Ajustado `editorFontSize` inicial para `15` com escalonamento proporcional para o PDF timbrado (~9.8pt).	Concluído (25/09)
REQ-29	Data do Exame e Data da Emissão Separadas: Permitir laudo em data posterior à realização.	Criados campos e estados para `examDate` e `reportIssueDate`, renderizados no cabeçalho e rodapé do PDF.	Concluído (25/09)

PARTE 2: DETALHAMENTO DAS SOLUÇÕES E ILUSTRAÇÃO VISUAL

Abaixo é apresentada a captura de tela com as 4 atualizações implementadas:

Novas Atualizações & Recursos — Soluções Solicitadas (25/09/2026)

Árvore Fechada por Padrão | Disparo WhatsApp Direto | Fonte Default 15px | Campos de Datas Separados

1. Árvore de Modelos (Default: Fechada)

- As pastas 'Eletroneuromiografia' e 'Eletronecefalograma' iniciam 100% fechadas ao carregar a página.

1. ELETRONEUROMIOGRAFIA (ENMG) [3 modelos]

2. ELETRONECEFALOGRAMA (EEG) [3 modelos]

Expandir com 1 clique apenas as categorias desejadas.

2. Disparo WhatsApp (Número do Paciente)

- O botão 'Disparar Link no WhatsApp' abre o WhatsApp conectado no PC da recepção/consultório e envia a mensagem diretamente para o celular do paciente.

wa.me/5569992345678?text=Olá Clelia! Seu laudo...

Utilizar a conta comercial do WhatsApp do consultório.

3. Tamanho da Fonte Padrão: 15px

- O editor inicia em 15px por default.
- Escalonamento automático proporcional para a geração de PDF timbrado (~9.8pt).

Barra: Fonte: [A-] 15px [A+]

Ajuste em tempo real sem distorcer o layout.

4. Datas de Exame e Emissão Distintas

- Permite laudar em data posterior à realização.

Data do Exame:

03/10/2025

Emissão do Laudo:

25/09/2026

Exibidos de forma clara no cabeçalho e rodapé do PDF.

Cumprir exigências éticas e legais de laudos médicos.

Figura 1: Resumo visual das atualizações (Árvore Fechada, WhatsApp Paciente, Fonte 15px e Datas Separadas).